

<b>Probentransport Histologie</b>	Checkliste
-----------------------------------	------------

## Checkliste für den Probentransport zur Pathologie Starnberg

### HISTOLOGIE

- ausreichend großes und geeignetes Probengefäß gewählt
- **3,5-4%ige (w/v) mit PBS neutral gepufferte Formaldehydlösung** in ausreichendem Maße bis knapp unter den Deckel aufgefüllt (Volumenverhältnis von Gewebe zu 3,5-4%iger Formaldehydlösung 1:10)
- Deckel vollständig zugeschraubt, Gefäß von außen sauber
- Patientenetikett auf dem Einsendegefäß (**NICHT NUR** auf dem Deckel)
- Einsendeschein vollständig ausgefüllt (Untersuchungsmaterial, Name des zuständigen Arztes in leserlicher Schrift sowie Telefonnummer, vollständige Angaben zur Abrechnung des Patienten, klinische Angaben vollständig, neoadjuvante Therapie?)
- infektiöses Material gekennzeichnet
- Einsendeschein sauber und hygienisch
- Absenderstempel auf Versandtüte und auf Einsendeschein

**Bei Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter täglich von 6:30 bis 14:30 Uhr zur Verfügung unter 08151 / 3612-17.**

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Revision	002/11.2024	Checkliste Probentransport <b>Histo</b>		Seite 1 von 1
Erstellt/bearbeitet:	Haberl, Sigrid	Datum:	06.11.2024	
Geprüft von:	Lohner, Michael	Datum:	06.11.2024	
Freigegeben von:	Brinkschmidt, Christian	Datum:	14.11.2024	