

Probentransport Zytologie

Checkliste

Checkliste für den Probentransport zur Pathologie Starnberg

ZYTOLOGISCHES MATERIAL (Flüssigkeiten)

- ausreichend großer und geeigneter Probenbeutel gewählt
- **OHNE Formaldehydlösung**
- Gefäße auslaufsicher verschlossen
- Probenbeutel verschlossen, von außen sauber
- Patientenetikett auf dem Beutel bzw. Gefäß und auf dem Einsendeschein
- Einsendeschein vollständig ausgefüllt (Name des zuständigen Arztes in leserlicher Schrift sowie Telefonnummer, vollständige Angaben zur Abrechnung des Patienten, klinische Angaben vollständig, genaue Materialangabe)
- infektiöses Material gekennzeichnet
- Einsendeschein sauber und hygienisch
- Absenderstempel auf Versandtüte und auf Einsendeschein

Bei Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter täglich von 7:00 bis 13:00 Uhr zur Verfügung unter 08151 / 3612-33 oder -49.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Revision	002/11.2024	Checkliste Probentransport Zyto		Seite 1 von 1
Erstellt/bearbeitet:	Haberl, Sigrid	Datum:	07.11.2024	
Geprüft von:	Lohner, Michael	Datum:	07.11.2024	
Freigegeben von:	Brinkschmidt, Christian	Datum:	14.11.2024	